



KenomixTM SECOUEZ-LE!

- DÉSINFECTION EXTRÊME
- CONSOMMATION TRÈS FAIBLE
- LONGUE STABILITÉ DE LA SOLUTION (26 JOURS)
- COULEUR FLASH
- DOUX POUR LA PEAU

N° Biocide: 37897



CID LINES

Believe in hygiene!

PROTECTION TOTALE DES TRAYONS

Désinfecter la peau des trayons sans irritation est essentielle, c'est pourquoi CID LINES a développé une parfaite combinaison entre un désinfectant puissant et une formule douce pour le respect de la peau : Keno™mix !

Keno™mix est un produit de trempage après traite qui offre une désinfection des trayons forte et durable grâce au dioxyde de chlore résultant du mélange de Keno™mix et Keno™mix Activator.



Keno™mix laisse un film bleu-vert flash sur les trayons qui couvre le sphincter pour fermer le canal du trayon. Keno™mix ne goutte pas. Son utilisation est donc très économique. La consommation moyenne de Keno™mix est de 2,5L / vache / an.

LONGUE DURÉE DE STABILITÉ = LONGUE DURÉE D'EFFICACITÉ




1H après avoir mélangé Keno™mix avec Keno™mix Activator, la solution est prête à l'emploi, elle produit en moyenne 0,0157% de dioxyde de chlore et peut être utilisée pendant **26 jours**.

Keno™mix a été spécialement développé pour générer une quantité stable de dioxyde de chlore dans le temps. Par conséquent, il est très important de ne pas ajouter d'autres ingrédients afin de ne pas altérer l'efficacité de Keno™mix !

FÉROCE CONTRE LES BACTÉRIES, DOUX POUR LA PEAU

Le 1^{er} produit de trempage au dioxyde de chlore qui améliore l'état de la peau des trayons ! Le Keno™mix contient un haut % d'émollients (10%) qui assurent l'hydratation de la peau des trayons.



RESULTATS DES TESTS EN 1656

EN 1656 teste l'activité bactéricide en présence de lait

Staphylococcus aureus

Streptococcus uberis

Escherichia coli

...

SECOUEZ-LE !



Retirez



Mélangez et secouez



Attendez 1H



Trempez

Toujours utiliser un gobelet de trempage propre (jeter les fonds de gobelets contaminés, sales). Stockage : Stocker le bidon verticalement et bien fermé. Protéger du froid. Ne pas mélanger avec d'autres produits que Keno™mix Activator !

CONDITIONNEMENT

- 4,75L + 250ml d'activateur
- Par carton de 4



CID LINES
innovative hygiene solutions

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Belgium
T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79
info@cidlines.com • www.cidlines.com

Parc de la Cimaise • 28, rue du Carrousel
59650 Villeneuve d'Ascq - FRANCE
N° vert 00800 24 35 46 37 • F 03 20 23 26 48